

21. Juni 2010

Pestizid-Analytik Automatisieren auch Sie Ihre SPE Aufreinigung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie befassen sich mit der Analytik von Pestiziden?

Unser Laborgerät AcceCLEAN eignet sich für die Automatisierung vieler dafür nötiger SPE-Aufreinigungen. Das AcceCLEAN könnte auch Ihnen eine gute Möglichkeit bieten, große Teile dieser Analytik zu automatisieren – und das zu Kosten, die vielleicht niedriger sind als Sie denken.

Mit dem AcceCLEAN erfolgt die **Abtrennung der Pestizide aus der Probe mittels Festphasenextraktion:**



- ✓ Saure Pestizide nach E-DIN 38407-35
- ✓ Organochlor-Pestizide und PCB aus Seren
- ✓ Pestizide in tierischen Ölen
- ✓ Atrazin in Mais
- ✓ Atrazin in pflanzlichen Ölen
- ✓ ...

Das AcceCLEAN bearbeitet die Proben vollautomatisch über SPE-Kartuschen. Drei Proben parallel, 30 in einem Durchgang.

Ergebnis: Pestizide im Lösungsmittel, fertig für die Analytik

Sie möchten mehr erfahren? Kontaktieren Sie mich einfach für weitere Informationen.

Natürlich besuche ich Sie gerne jederzeit auch in Ihrem Labor, um Ihnen das AcceCLEAN vor Ort zu präsentieren. Lassen Sie uns einen Termin vereinbaren!

Herzliche Grüße,

Christine Grossmann, Vertrieb

**P.S. Wir entwickeln SPE-Anwendungen in enger Abstimmung mit unseren Kunden.
Sie suchen nach dem richtigen Automatisierungskonzept für Ihre Aufreinigung? Fragen Sie uns!**