


# GPC Säulen

## Funktionalität auf jedem Millimeter

Die GPC Säulen von LCTech sind mit ihrem einfachen und selbsterklärenden Aufbau sowie ihrer Robustheit für den alltäglichen Gebrauch im Labor konzipiert.

Die Säulen sind gefüllt oder ungefüllt in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Füllhöhen erhältlich. Passende Befüllkits ermöglichen die einfache Wiederbefüllung im Labor.



### Das LCTech Befüllkit

Mit dem **LCTech Befüllkit** kann die Säule einfach wieder befüllt werden.

Anschließend wird die Säule verschlossen und die Fülllänge wie gewünscht eingestellt.



### Weitere Vorteile auf einen Blick

- Dicht durch ausgefeilte Konstruktion mit wenigen Dichtelementen
- Druckstabil (bis 20 bar Dauerbetrieb getestet und 40 bar kurzfristig)
- Keine Kreuzkontamination in Folgeproben, auch bei anspruchsvollen Matrices
- DFG S19 konform (D25)
- Zu jeder Säule Qualitätszertifikat und Testchromatogramm

Weitere Informationen erhalten Sie über:

► [info@LCTech.de](mailto:info@LCTech.de)

[Zu den Bestellinformationen](#)

