



Login  English Drucken 

Suche

[LCTech](#)[Aktuelles](#)[Videos](#)[Dioxinanalytik Videos](#)

Videos zur Dioxinanalytik

Dioxine und PCB

DEXTech 16 - So funktioniert's

DEXTech 16 zur vollautomatisierten Probenaufreinigung in der PCB- und Dioxin-Analytik. Das System bearbeitet 16 Proben in einer Sequenz rund um die Uhr, Tag und Nacht. Und so funktioniert's:

DEXTech 16

LCTech, Spezialist in der automatisierten Probenvorbereitung, erreicht mit dem DEXTech 16 einen weiteren Meilenstein. Der finale Schritt zur vollautomatisierten, unbeaufsichtigten Probenvorbereitung in der [PCB- und Dioxinanalytik](#) ist nun geschafft. Basierend auf dem DEXTech Pure bearbeitet das System sequentiell 16 Proben nacheinander bei Tag und Nacht.

DEXTech Plus

Dieses Video zeigt LCTech's automatisiertes Probenvorbereitungssystem DEXTech Plus. Mit einem 3 Säulen Set-up kombiniert es Robustheit mit Geschwindigkeit und setzt damit neue Maßstäbe bei den wesentlichen Aspekten der [PCB- und Dioxinanalytik](#).

So erreichen Sie uns

 +49 8082 

2717-0info@LCTech.de

LCTech auf YouTube

Unsere Videos finden Sie auch
auf YouTube.

© 2019 LCTech GmbH

Impressum |
Datenschutzerklärung |
AGB |

