



Login 

 English 

Drucken 

Suche

*LC*Tech

Aktuelles

Videos

FREESTYLE Videos

FREESTYLE Videos

Zahlreiche Anwendungen auf dem automatisierten Aufreinigungssystem FREESTYLE (SPE, GPC, EVaporation,...)

Ein System für alles - Hochdurchsatz oder abseits von Routine- oder Standardaufgaben. FREESTYLE bietet Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Schneller und einfacher SPE-Methodentransfer auf dem automatisierten Aufreinigungssystem FREESTYLE

Überzeugen Sie sich selbst, wie einfach die Implementierung einer automatisierten Probenvorbereitung im Labor sein kann.

FREESTYLE XANA

Aufgrund der Möglichkeit der ständigen Nutzung des Systems, der Parallelisierung der Bearbeitungsschritte sowie der gleichzeitigen Bearbeitung von 3 Proben wird ein hoher Probendurchsatz erreicht. Für den Anwender bedeutet dies eine deutliche Entlastung und ein Zeitgewinn für andere Aufgaben.

FREESTYLE GPC/EVAporation Anwendervideo

Anwendervideo zur automatisierten Probenvorbereitung in der Rückstandsanalytik.

>> [Zum Video \(Berghof Analytik + Umweltengineering GmbH\)](#)

FREESTYLE Bidirektionale SPE (BD-SPE)

Dieses Video zeigt eine neue Probenaufgabe für die automatisierte Probenvorbereitung:

Die Bidirektionale SPE, mit der selbst schwierige Matrices mit kleinsten Probenvolumen, wie z. B. Gehirn, automatisiert und unbeaufsichtigt an 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche bearbeitet werden können.

FREESTYLE SPE

Viele Methoden, viele Lösungsmittel, viele SPE Säulen - ein geniales Prinzip.

Mit dem FREESTYLE SPE lässt sich die Festphasenextraktion so einfach automatisieren.

FREESTYLE ThermELUTE™

Vollautomatisierte Mykotoxinanalytik: zuverlässig, reproduzierbar und mit höchster Messempfindlichkeit.



FREESTYLE EVaporation

Automatisiertes Einengen organischer Lösungsmittel auf ein definiertes Endvolumen zwischen 5,0 mL und 0,2 mL; präzise auch in unbeobachteten Momenten.

FREESTYLE GPC

Automatisierte Gelpermeations-Chromatographie (GPC), einfach in der Handhabung, effizient und für alle Lebensmittel- und Futtermittelproben universell einsetzbar.

So erreichen Sie uns

 +49 8082 
2717-0info@LCTech.de

Prospekte

[FREESTYLE Prospekt \(pdf | 3 MB \)](#)

LCTech auf YouTube

[Unsere Videos finden Sie auch auf YouTube.](#)

Video zur analytica 2016

[Sehen Sie LCTech im Video zur "Lebensmittelanalyse auf der analytica 2016" auf YouTube.](#)

© 2020 LCTech GmbH

[Impressum](#)
[Datenschutzerklärung](#)
[AGB](#)
[Sitemap](#)

|
|
|
|