



Login 

 English 

Drucken 

Suche

LCTech

Pickering

Synthetische Körperflüssigkeiten

Synthetischer Speichel

Synthetischer Speichel

Fusayama/Mayer synthetischer Speichel zum Testen von Produkten auf Korrosion, Farbechtheit und Entfärben

Einsatzbereich: Testen einer Vielzahl an Produkten, inklusive dentale Metallegierungen

pH-Wert 4,9 oder Kundenspezifischer pH-Wert

Lagerbedingungen gekühlt

Beschaffenheit gebrauchsfertige Flüssigkeit

Menge 200 mL



Finden Sie Ihre passende Spezifikation:

Stabilisiert Nicht stabilisiert

pH 4.9

1700-0309 1700-0301

Kundenspezifischer pH-Wert 1700-0306 1700-0307

Synthetischer Speichel zum Testen der biologischen Abbaubarkeit von dentalen Metalllegierungen

Gemäß AFNOR NF S91-141
pH-Wert 7,8 nach Vermischen
Lagerbedingungen gekühlt
Beschaffenheit Lösung besteht aus zwei Teilen, die vor der Benutzung zusammen gemischt wird.
Menge 200 mL
Artikelnummer 1700-0302

Synthetischer Speichel zum Testen von Farbbeständigkeit bei Produkten, die dazu bestimmt sind, in den Mund genommen zu werden.

Gemäß DIN 53160-1:2010-10
pH-Wert 6,8 nach Vermischen
Lagerbedingungen gefroren
Beschaffenheit Lösung besteht aus zwei Teilen, die vor der Benutzung zusammen gemischt wird.
Menge 200 mL
Artikelnummer 1700-0303

Synthetischer Speichel für die pharmazeutische Forschung **Ausgearbeitet gemäß:** Literatur zur pharmazeutischen Forschung wie beispielsweise Studien zur Freisetzung von Medikamenten und Verabreichung von Arzneimitteln über die Mundschleimhaut

pH-Wert 6,8 (P/N 1700-0304)
Kundenspezifischer pH (P/N 1700-0308)
Lagerbedingung gekühlt
Beschaffenheit gebrauchsfertige Flüssigkeit

Menge 200 mL

Synthetischer Speichel für medizinische und zahnärztliche Forschung

Ausgearbeitet gemäß: Literaturhinweisen zur medizinischen und dentalen Forschung.

Die Lösung enthält Natrium-Carboxymethylcellulose, um deren Viskosität zu erhöhen. Dadurch ist das Verhalten dem natürlichen menschlichen Speichel ähnlicher.

Ausschließlich bestimmt zur Produkttestung und zur Forschung, nicht für den medizinischen Gebrauch.

pH- Wert 6,75

Lagerbedingung Raumtemperatur

Haltbarkeit 1 Jahr

Beschaffenheit gebrauchsfertige Flüssigkeit, stabilisiert

Menge 200 mL

Artikelnummer 1700-0305

So erreichen Sie uns

 +49 8082 

2717-0info@LCTech.de

Prospekt

[Pickering Test Flüssigkeiten \(pdf | 752 KB \)](#)

Besondere Webseite

[Detaillierte Informationen zu den Testflüssigkeiten finden Sie auf der speziell dafür konzipierten Pickering Webseite.](#)

© 2020 LCTech GmbH

[Impressum](#)
[Datenschutzerklärung](#)
[AGB](#)
[Sitemap](#)

|
|
|
|