

Messen abgesagt. Was nun? LCTech präsentiert Neuheiten virtuell.

SEIEN SIE DABEI



Login

English

Drucken

Suche

LCTech

Pickering

Synthetische Körperflüssigkeiten

Synthetisches Sebum und Cerumen

# Synthetisches Sebum und Cerumen

## Synthetischer Talg (Sebum)

Sebum ist ein öliges Sekret, das von Talgdrüsen produziert wird, die die Haare und die Haut bedecken. Sebum schützt den Menschen vor Hautkrankheiten, Krankheitserregern und Chemikalien. Die Rezeptur des synthetischen Sebums bietet die Zuverlässigkeit, Reproduzierbarkeit und Zweckmäßigkeit, die für Tests benötigt werden.

**Hergestellt gemäß:** ASTM D4265-14 oder ASTM D4265-98

**Einsatzbereich:** Evaluierung der Wirksamkeit von Produkten zur Wäschepflege und Bedingungen der Fleckenentfernung aus Textilien.

Gemäß	AATCC Standard Test Methode 130-2010
Haltbarkeit	gekühlt ein Jahr
Beschaffenheit	gebrauchsfertige Flüssigkeit
Menge	25 g
Artikelnummer	1700-0700

## Synthetischer ekkriner Schweiß und synthetischer Talg (Sebum) Emulsion

Kombination aus synthetischen ekkrinen Schweiß und synthetischen Talg (Sebum), um den natürlichen Flüssigkeitsfilm der Hautoberfläche zu

imitieren.

**Hergestellt gemäß:** ASTM D4265-98

**Einsatzbereich:** Diese Lösung kann für alle Produkte eingesetzt werden, die mit menschlichem Schweiß in Verbindung kommen. Evaluierung der Wirksamkeit von Produkten zur Wäschepflege und Bedingungen der Fleckenentfernung aus Textilien.

Gemäß	Angelehnt an ASTM D4265-98
Haltbarkeit	gekühlt ein Jahr
Beschaffenheit	gebrauchsfertige Flüssigkeit
Menge	200 mL
Artikelnummer	1700-0702

## Synthetisches Ohrenschmalz (Cerumen)



Cerumen, auch bekannt als Ohrenschmalz, ist eine wachsartige Substanz, die im Ohrkanal gebildet wird und diesen schützt und befeuchtet. Sie unterstützt die Reinigung durch das Einschließen von Schmutz und toten Hautzellen.

**Einsatzbereich:** Das synthetische Ohrenschmalz kann zum Testen von Hör-Hilfsmitteln, In-Ear-Kopfhörern und anderen elektronischen Geräten, die zur Nutzung in den Ohren bestimmt sind, verwendet werden.

**Haltbarkeit:** gekühlt ein Jahr

**Menge:** 50 g (P/N 1700-0701)  
200 g (P/N 1700-0711)

So erreichen Sie uns

+49 8082 

2717-0info@LCTech.de

---

## Prospekt

[Pickering Test Flüssigkeiten \( pdf |  
752 KB \)](#)

## Besondere Webseite

Detaillierte Informationen zu  
den Testflüssigkeiten finden Sie  
auf der speziell dafür  
konzipierten Pickering  
Webseite.

© 2020 LCTech GmbH

[Impressum](#) |  
[Datenschutzerklärung](#) |  
[AGB](#) |  
[Sitemap](#) |