



Login 

 English 

Drucken 

Suche

LCTech

Produkte

GPC Säulen

GPC Säulen

Funktionalität auf jedem Millimeter



Die GPC Säulen von LCTech sind mit ihrem einfachen und selbsterklärenden Aufbau sowie ihrer Robustheit für den alltäglichen Gebrauch im Labor konzipiert. Die Säulen sind gefüllt (mit Bio-Beads) oder ungefüllt in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Füllhöhen erhältlich und können mit den unterschiedlichsten Lösungsmitteln verwendet werden.

Für das einfache und schnelle Wiederbefüllen direkt im Labor bietet LCTech passende Kits an. Die Säulen lassen sich dazu leicht zerlegen, reinigen und einfach wieder zusammenbauen. Sie sind dank einer ausgefeilten Konstruktion sofort wieder dicht und damit einsatzbereit.



Einfache Wiederbefüllung der Säulen

Weitere Vorteile auf einen Blick:

- Dicht durch ausgefeilte Konstruktion mit wenigen Dichtelementen
- Druckstabil (bis 20 bar im Dauerbetrieb getestet, kurzfristig auch bis 40 bar stabil)
- Keine Kreuzkontamination in Folgeproben, auch bei anspruchsvollen Matrices
- DFG S19 konform (D25)
- Zu jeder Säule Qualitätszertifikat und Testchromatogramm

So erreichen Sie uns

+49 8082 2717-0 ✉

info@LCTech.de

FREESTYLE GPC

Automatisierte Bearbeitung der
GPC Säulen mit FREESTYLE
GPC

GPC Teststandard

GPC Teststandard für die
Qualitätssicherung Ihrer GPC

Säule.

Einfache Probenvorbereitung

Schneller und kostengünstiger
Einstieg in die
Gelpermeationschromatografie
mit
GPC uno/quattro

Prospekte

[Flyer GPC Säulen \(pdf | 1 MB \)](#)

© 2020 LCTech GmbH

[Impressum](#) |
[Datenschutzerklärung](#) |
[AGB](#) |
[Sitemap](#) |