

Messen abgesagt. Was nun? LCTech präsentiert Neuheiten virtuell.

SEIEN SIE DABEI

Navigation menu with icons for Login, Language (German/English), and Drucken (Print), and a search bar labeled Suche.

LCTech

Produkte

Immunoaffinitäts- und weitere Clean-up Säulen

SPE Säulen

Glassäulen

Glassäulen

Säulen aus Glas für die Festphasenextraktion (SPE)

Glassäulen werden oft eingesetzt, wenn Kunststoff aufgrund von Wechselwirkungen mit den Analyten oder einer Freisetzung von Störstoffen aus dem Kunststoff nicht verwendet werden können.



Erhältliche Säulenformate

Die Glassäulen von LCTech sind im 3 mL und 6 mL Format sowie mit 105 mm Länge und 17 mm Durchmesser als ungefüllte und gefüllte Version erhältlich. Außerdem als ungefüllte Version mit 180 mm Länge und 17 mm Durchmesser.

Zusätzlich bietet LCTech, speziell für die H53-Methode, die mit Florisil und Natriumsulfat gefüllte, chargen-zertifizierte [Elufix Fertigsäule](#) an.

Automatisierung mit FREESTYLE

In Kombination mit dem inerten Zubehör, wie Edelstahlnadeln, Glasfaserfilter und Deckel, können die LCTech Glassäulen (ausgenommen der 180 mm langen Version) auch automatisiert im [FREESTYLE SPE](#) bearbeitet

werden. Eine anschließende Evaporation oder ein Abblasen mit Stickstoff ist direkt im System mit dem [EVaporations-Modul](#) möglich.



Adapter für 105 mm lange Säulen, 3 mL und 6 mL Säulen

So erreichen Sie uns

[+49 8082 2717-0](tel:+49808227170) [✉ info@LCTech.de](mailto:info@LCTech.de)

[FREESTYLE Robotiksystem](#)

[Mehr zum FREESTYLE Robotiksystem und den Modulen in unseren Videos.](#)

[Florisil-Fertigsäulen Elufix](#)

[Fertigsäulen für die H53-Methode](#)

© 2021 LCTech GmbH

[Impressum](#) |

[Datenschutzerklärung](#) |

[AGB](#) |

[Sitemap](#) |