


Messen abgesagt. Was nun? LCTech präsentiert Neuheiten virtuell.

SEIEN SIE DABEI

Login 

 English 

Drucken 

Suche

LCTech

Produkte

Vakuum Manifold EluVac

Probenvorlagen

Probenvorlagen

Die 100 mL Vorlagengefäße von LCTech dienen zur Aufnahme der Probe und passen auf alle LCTech Ständersysteme wie zum Beispiel das [Vakuum Manifold EluVac](#).

Die Vorlagengefäße eignen sich für alle gängigen 3 mL [SPE-Säulen](#) und sind sowohl mit den LCTech [Immunoaffinitätssäulen](#) als auch mit [Florisil-Säulen](#) kombinierbar.

Aus DURAN-Glas gefertigt sind die Vorlagengefäße spülmaschinenfest und beliebig oft wiederverwendbar. Im Lieferumfang sind Verschraubung und PTFE-Dichtung enthalten.



LCTech Vorlagengefäße für große Probenvolumina - hier kombiniert mit einer Immunoaffinitätssäule (links) und mit einer Florisil-Säule auf dem Vakuum Manifold EluVac (rechts).

So erreichen Sie uns

Prospekte

[Mykotoxinbroschüre \(pdf | 2 MB \)](#)

EluVac Racks

[Übersicht über die Racks zur Eluataufnahme](#)

© 2021 LCTech GmbH

[Impressum](#) |

[Datenschutzerklärung](#) |

[AGB](#) |

[Sitemap](#) |